

Refª: 414103**Identificação do produto:**

Bolsa de bisturi / instrumentos, 37x40 cm

Classificação do produto:

Classe I

Classificação de desempenho do produto:

N.A.


Matéria prima e componentes:

Material base: Filme PE

Outros componentes: Fita adesiva

Dobra:

Apresenta-se com dobra funcional que permite manter a assepsia, quando correctamente usado pelo staff médico, durante a manipulação do produto estéril.



Dimensão da dobra final: 15x21,5 cm (Tol. +1/-2 cm)

Especificação da embalagem:

Unidades por caixa (estimadas):

| <i>Ref:</i> | <i>Size</i> | <i>Quantity per box (est)</i> |
|-------------|-------------|-------------------------------|
| 414103 | 37x40 cm | 170 |

Produto embalado em multivac

Caixa dispensadora + caixa externa

Unidades por caixa (estimadas): 1 x 170 unid

Sistema de Paletização: 32 caixas por palete: 1.20x0.80x1.95 m.

Etiquetagem:

Etiqueta rastreável.

Directiva:

Produto em conformidade com os requisitos essenciais da Directiva 93/42/CEE e sua revisão 2007/47/CE e em conformidade com as seguintes normas aplicáveis:

EN ISO 9001; EN ISO 13485; EN ISO 14971; ISO 11607; EN868-5; EN ISO11737;
EN ISO11135; EN 1041, EN 980.

Medidas finais: