

Refª: 212002**Identificação do produto:**

Touca de pediatria

Classificação do produto:

Classe IIa, estéril

Classificação de desempenho do produto:

N.A.

Método de esterilização:

Esterilização por OE

Utilização prevista:

A touca destina-se a uso único para procedimentos do âmbito de Cirurgia Geral.

Matéria prima e componentes:

Unid.	Descrição	Dimensão	Material
6	Toalhetes secagem mãos	43x30 cm	Celulose
3	Bata cirurgica standard	L	SMS (35 gr/m ²)
5	Compressa em não tecido, 4 camadas	10x10 cm	Poliéster (30%) + Viscose (70%)
5	Compressa de não tecido, c/rx,4 camadas	10x10 cm	Poliéster (30%) + Viscose (70%)
4	Toalhas	25x19 cm	Celulose
1	Tira auto adesiva	10x50 cm	Poliéster nonwoven
1	Cobertura de mesa mayo, standard	145x80 cm	PE + PP
2	Campo cirúrgico auto adesivo	75x75 cm	PE + VISC
1	Campo cirúrgico auto adesivo, inferior	150x175 cm	PE + VISC

1	Campo cirúrgico auto adesivo, superior	150x240 cm	PE + VISC
1	Cobertura de mesa de instrumentos, standard	190x150 cm	PE (47 gr/m ²) + PP (35 gr/m ²)

Dobra:

Apresenta-se com dobra funcional que permite manter a assepsia durante a manipulação do produto estéril.

Dimensão da dobra final: 30x43 cm (Tol. +1/-2 cm)

Especificação da embalagem:

Produto embalado em saco com banda em tyvek

Caixa dispensadora + caixa externa

Unidades por caixa (estimadas): 1 x 5 unid

Sistema de Paletização: 32 caixas por palete: 1.20x0.80x1.95 m.

Etiquetagem:

Etiqueta rastreável

Directiva:

Produto em conformidade com os requisitos essenciais da Directiva 93/42/CEE e sua revisão 2007/47/CE e em conformidade com as seguintes normas aplicáveis:

EN ISO 9001; EN ISO 13485; EN ISO 14971; EN13795; ISO 11607; EN868-5; EN ISO11737; EN ISO11135; EN 1041, EN 980.