


## Especificação Técnica

**Designação do produto:** Sets de cateterização

**REF:** 756945004

**Descrição:** Kit de algaliação - Estéril



**Desenho Técnico:**



**Material:**

REF	Designação	Qt	Especificação
756945004A	Set de algaliação A - Estéril	1	Set estéril
14351	Seringa 10 ml com água para uso externo ou enchimento de cateteres	1	Seringa estéril com água
215021	Gel lubrificante 2,7g	1	Glicerina, metil e propilparabeno
U92	Folheto A ref. 756945004	1	Papel branco 80g

**Esterilização:** Não estéril

**Marca:** LineaMédica

**Empacotamento:** Conjunto Não estéril

Quantidade em peças	
Caixa interna	Caixa de transporte
30	180





## Especificação Técnica


**Designação do produto:** Sets de cateterização estéreis

**REF:** 756945004A

**Descrição:** Set de algaliação A - Estéril



**Desenho técnico:**



**Material:**

REF	Designação	Qt.	Especificação
1003	Campo 50 x 50 cm verde	1	Polietileno 10 micron + papel 28 g/m2
213004	Tabuleiro PP 180 x 97 x 26 mm 2 compartimentos transparente	1	Polipropileno ISPLEN PP 094 N2M
56206	Bola de gaze 17 thr. 24 x 25 cm Ø 50 mm com anel de elástico	4	Gaze absorvente 100% algodão
5812	Pinça Kocher 12,5 cm verde	1	Poliamida PA 6 FV 30% natural
1149	Campo verde 50 x 80 cm com corte	1	Polietileno 10 micron + papel 28 g/m2

**Esterilização:** Vapor 121°C

**Marca:** LineaMédica

**Empacotamento:** Conjunto estéril.  
Parte da combinação do set REF 756945004

Quantidade em peças	
caixa interna	Caixa de transporte
NA	NA