





FICHA TÉCNICA

 <small>Fabrico e Comércio de Dispositivos Médicos Lda</small>	Medirm Lda Zona Industrial, 2ª fase - Lote 11 7490-324 Mora - Portugal www.medirm-lda.com	<b style="color: blue;">FT: N.º 191 Revisão n.º 0 _ Data: 08-03-2019 Produto esterilizado	
Descrição	Kit de sutura		
Componentes	Referencias	Produto	Quantidades
		Tabuleiro com 2 compartimentos	1
	CAD00008	Campo 60x60cm c/ óculo	1
	14.701.002	Compressas NT 7,5x7,5cm, 4 camadas	5
	BNT00006	Bolas NT 15X15cm	3
	PIP00001	Pinça plástico de dissecação	1
	PIP00009	Pinça kocher	1
	LAM00013	Lâmina de bisturi	1
	IMT00004	Porta agulhas em inox	1
	LUV00003	Luvas vinil c/ pó, tamanho "L"	1
	PAL00002	Paper 60/05	
FIR00005	Film 350 µm		
Desenho da embalagem		Código do Produto: REF 5521125	
Molde		Dimensões do molde	
		Número do molde:	3R
		Medida interna:	116,5mmx210mm
		Medida externa:	132,5mmx245mm
Imagem do Produto			
Impressão da rotulagem			
<p>REF 5521125</p> <p>Set de Sutura</p> <p>1 Tabuleiro com 2 Compartimentos 1 Campo 60x60cm c/ ocúlo 5 Compressas não tecido 7,5x7,5cm, 4 camadas 3 Bolas não tecido 15x15cm 1 Pinça plástica de dissecação 1 Pinça Kocher 1 Lâmina de bisturi n° 10 1 Porta agulha inox 2 Luvas vinil c/ pó, tamanho "L"</p> <p style="text-align: right;"> <small>CE CE 1014 CE 1014 CE CE 0044 CE CE</small> </p> <p> <small>STERILE EO</small>  <small>LOT 36018</small> <small>2020-10</small> </p> <p> <small>Embalado e esterilizado por:</small> MEDIRM Lda - Zona Industrial, Lote 11, 2ª Fase, Rua B, Apt 15 7490-324 Mora - Portugal <small>Distribuído por:</small> Lineamedica, Rua da Paz, Ed. Park, n.º56 Sala 43-44, 4050-461 - Porto www.lineamedica.pt </p>			
Classe CE	IIa		
Directiva	MDD 93/42/EEC alterada p/ 2007/47/EC		
Normas aplicadas	EN ISO 13485 ; EN ISO 9001 ; EN ISO 11737-1 ; EN 980 nas suas versões actuais		
Utilização	Para pequena sutura.		

FICHA TÉCNICA

Instruções de armazenamento	Armazenamento em local seco à temperatura ambiente e proteger da luz solar. O artigo apresenta uma boa estabilidade pelo que se aplicam as condições de armazenamento usuais para dispositivos médicos.	
Apresentação do produto	Embalagem individual rígida	
	Dispositivo não reutilizável	
	Esterilizado por EO	
Composição da matéria-prima	As bolas e as compressas são 67% viscose e 33% poliéster, as pinças são em polipropileno e fibra de vidro e as luvas são em vinil e os metais são em inox.	
Características	O dispositivo não incorpora na sua composição medicamentos, produtos sanguíneos, plasma humano ou tecidos de origem animal. Não contém componentes críticos na sua composição.	
Embalagem		
Disposição dos componentes pelo blister	A	5 compressas NT 7,5X7,5cm, 4 camadas
		3 Bolas NT 15x15cm
	B	1 campo 60x60cm c/ óculo
		1 pinça plástico de dissecação
		1 pinça kocher
		1 lâmina de bisturi n.º 10
		1 porta agulha inox
		2 luvas vinil c/ pó, tamanho "L"
N.º peel packs / cartão	Peso do cartão	N.º cartões /palete
26	3150gr	60
Disposição do produto na caixa de cartão ou cartolina	Medidas do cartão	
	397x397x198 mm	
	Medidas das caixas de cartolina	
	NA	
Imagem final do produto	Euro pallet:	
	800x1200mm:	X
	1000x1200mm:	
	Data e assinatura do cliente	