

Categoria: Ortopedia

1) Descrição geral do produto

Perneira para ortopedia. Perneira com costura soldada por ultra-sons com grande resistência à tracção.


O produto é envolvido em *papel embrulho crepe*, de acordo com a *DIN 58953 (parte 10)*, para preservar a *esterilidade no manuseamento*.

Apresentado estéril em embalagens únicas, esterilizáveis por radiação e identificadas de forma rastreável através de etiquetas de identificação de produto destacáveis, com leitura de código de barras.

As bolsas de embalagem garantem a esterilidade do produto, funcionando como barreiras anti-microbianas, sempre que a integridade da embalagem estiver assegurada.

2) Dimensões do produto:

Referencia	(a)	(b)
113.311.200	75 cm	23 cm
113.311.201	100 cm	30 cm



Tolerâncias:

Produto: +/- 3% para todas as medidas.


Dobra: +1 -2 cm para todas as medidas.

3) Descrição do material

Material base: 2 camadas- Superfície absorvente em viscose "DRy Laid", de 28 gr/m² colado ao PE por colagem.
- Superfície em filme PE de 30 my

4) Especificação da Dobra

Referencia	Dimensões
113.311.200	20 x 16 cm
113.311.201	23 x 16 cm



5) Especificação da embalagem

Produto embrulhado em papel crepe

Embalagem individual: Pacote embalado em vácuo.

Etiquetagem: Etiqueta rastreável

Unidades por caixa; 113.311.200 = 1 x 110 unid; 113.311.201 = 1 x 60 unid

Embalagem exterior: Caixa dispensadora + caixa externa

Sistema de Paletização: 42 caixas por palete – 1.00x1.20x2.00 m.

Certificação & Aprovação

Nr de pág.: 2

Edição: 01; Revisão: 00; Data do Doc.: 26/10/2005

Distribuição: 2 originais, um para a Fapomed outro para o Cliente

Fapomed

Nome: Alexandra Coelho ____ / ____ / ____
Cargo: Dir. da Qualidade

Cliente: LINEAMEDICA

Nome: ____ / ____ / ____
Cargo: ____