

Refª: 212320

Identificação do produto:

Trouxa de ginecologia - histeroscopia

Classificação do produto:

Classe I, estéril

Classificação de desempenho do produto:

N.A.

Método de esterilização:

Esterilização por OE

Utilização prevista:

A trouxa destina-se a uso único para procedimentos do âmbito de ginecologia obstetrícia.

Matéria prima e componentes:

Uni.	Descrição	Dimensão	Material
1	Envoltório de papel	55x55cm	Papel crepe médico (45 gr/m ²)
1	Campo cirúrgico sub-nadegueiro com bolsa	100x109 cm	PE (23,5 gr/m ²) + PP (30 gr/m ²)
2	Perneira de ginecologia	120x75 cm	PE (23,5 gr/m ²) + PP (30 gr/m ²)

Dobra:

Apresenta-se com dobra funcional que permite manter a assepsia durante a manipulação do produto estéril.

Dimensão da dobra final: 20x26 cm

Especificação da embalagem:

Produto embalado em saco com banda em tyvek

Caixa dispensadora + caixa externa

Unidades por caixa (estimadas): 1 x 20 unid

Sistema de Paletização: 32 caixas por palete: 1.20x0.80x1.95 m.

Etiquetagem:

Etiqueta rastreável

Directiva:

Produto em conformidade com os requisitos essenciais da Directiva 93/42/CEE e sua revisão 2007/47/CE e em conformidade com as seguintes normas aplicáveis:

EN ISO 9001; EN ISO 13485; EN ISO 14971; EN13795; ISO 11607; EN868-5; EN ISO11737;
EN ISO11135; EN 1041, EN 980.