

Designação:

Trouxa universal reforçada

Marca:

Sterisafe

Requisitos funcionais / desempenho:

Conjunto universal para utilização em cirurgia. Dispositivo de uso único fornecido estéril.

Composição e/ou matéria-prima:

Unidades	Descrição	Tamanho (cm)	Materiais
1	Cobertura de mesa de instrumentos	190 x 150 cm	2C PP
4	Toalhas	20 x 30 cm	Celulose
1	OP Tape	9x50 cm	TNT adesivo
2	Campos laterais com reforço	75 x 90 cm	2C PP
1	Campo auto adesivo com reforço	170 x 260 cm	2C PP
1	Campo auto adesivo inferior com reforço	175 x 175 cm	2C PP

Classe do artigo: Classe I, estéril

Método de esterilização: ETO

Normas aplicáveis: Diretiva 93/42/CEE

Embalagem: Caixa Externa: 10 un

Elaborado por: Filipa da Cunha

Data: 28-04-2017

Aprovado por: Paula Torres

Data: 28-04-2017

Cod.007 Rev0